

# CATALOGUE

## SYSTEMES DE DETECTION DE CHUTE

## LA DETECTION DE CHUTE

Ces équipements sont munis de fiches DIN mais il est possible de les changer selon l'installation ou de les brancher sur des adaptateurs



RIT158G-F3 Tapis de détection de chute ou de passage  
se positionne sous un tapis classique  
Matière souple, Dimension 1720X390mm  
Câble 3m



RIT158G-F3 Tapis de détection de chute ou de passage Radio 868MHz  
Matière rigide, Dimension 1100X700X9mm  
(Prévoir un récepteur 73310F2)  
Existe aussi avec câble



MS73312 Dispositif de détection de chute de lit plat  
A insérer entre le sommier et le matelas  
1 capteur 400X580mm 1 cordon 3m et 1 boîtier électronique



RITMEDIBED Dispositif de détection de chute de lit avec coussins capteurs  
A insérer entre le sommier et le matelas  
2 Modules (coussins) 435 X 55 X 30mm + cordon  
+ boîtier électronique radio (prévoir récepteur 73310F2)



## LA DETECTION DE CHUTE (Portée)



**VIBBY OAK** Bracelet (ou médaillon) permettant de détecter les chutes lourdes en intérieur. Dispositif couplé à un terminal du type TA72, TA74  
Dimension : 37 x 33 x 12,7 mm Poids : 35g



**TA72, TA74** Terminal de téléassistance  
Connecté sur une ligne téléphonique, il permet de faire un appel téléphonique automatique en main libre dans le lieu de l'appel.  
(appel volontaire, chute, détection incendie etc..)  
Dimensions : 50 x 191 x 191 mm